


■ TKNmesojectgun

**RESULTADOS VISIBLES DESDE
LAS PRIMERAS SESIONES**



- Pistola sin agujas
- Manipulación ergonómica
- Pantalla táctil
- Cabezales
- Diseño innovador
- **Pulse Booster®**
Technology



Dispositivo de aplicación

para aumentar la tasa de absorción transdérmica mediante la tecnología pulse booster.

Fusión de tecnologías

mesoterapia y electroporación, con la cual logramos el primer tratamiento 100% no invasivo, indoloro y sin tiempo de recuperación.

2 CABEZALES DIFERENTES

TÉCNOLOGIA DE ACABADO LASER

Embalaje aséptico e individualizado

MESOHAIR



15 CANALES

Especialmente desarrollados para la zona capilar

MESOSKIN



25 CANALES

Especialmente diseñado para tratamientos faciales y corporales

TECNOLOGÍA Pulse Booster®


La innovadora tecnología Pulse Booster trabaja combinando la electroestimulación cutánea y la microabrasión.

■ SEGURO, EFECTIVO E INDOLORO

Pulso de bajo voltaje y baja frecuencia para un máximo efecto con nula invasividad

■ OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS

Precisión de aplicación con garantía de máximo "aprovechamiento"




Bienvenidos a la **REVOLUCIÓN** neopenMED®

La llegada de **neopenMED®** marca un antes y un después en dispositivos de microneedling médico para la aplicación de nuestros péptidos biomiméticos.

El cabezal móvil adaptable a la superficie del rostro, proporciona punciones siempre perpendiculares a la piel, lo que genera una mayor precisión, una mejora en la aplicación del producto y un mejor resultado en el tratamiento.

Su diseño metálico facilita la limpieza y la esterilización y dota al equipo de una imagen más médica y profesional.



Mesosynergy® es un concepto que relaciona a neopenMED® y al microneedling con el cuidado y tratamiento de la piel en tres niveles: en la epidermis con los péptidos, la dermis con el skinbooster HA3 y la hipodermis con los derma fillers skin architect.

78%
de pacientes apreciaron una **mejora en las arrugas periorbitales** después de 90 días.

90%
de pacientes han visto una **mejora en las arrugas faciales**.

Ventajas de neopenMED®

Mediante la tecnología noiseless, se consigue un **menor ruido** y **vibración** proporcionando al paciente una sensación de **menor estrés** y **mayor confort** durante el tiempo que dura el tratamiento.

La unidad de control está separada de la unidad móvil evitando así el sobrecalentamiento del cabezal móvil y permitiendo un **uso prolongado**.

+ fiable

La ingeniería alemana aporta al equipo **mayor garantía** tecnológica.

+ silencioso

Se consigue una sensación de **menor estrés** para el paciente.

+ ergonómico

Su diseño ligero proporciona al profesional **mayor confort** de uso.


Potencia, velocidad y alta precisión

neopenMED® tiene una alta precisión gracias al sistema de penetración instantánea manteniendo la piel de alrededor intacta, favoreciendo así un patrón de aplicación más reproducible. Su cabezal con un sistema de 6 agujas permite realizar hasta 900 perforaciones por segundo, la profundidad de la perforación/aguja es ajustable entre 0,1 y 1,5 mm.

Esto provoca una mayor cantidad de canales en la piel, permitiendo que su lámina flexible y adaptable a todas las superficies cutáneas favorezca la entrada vertical de las agujas y permita la introducción de péptidos biomiméticos (TKN Advanced) con ácido hialurónico y factores de crecimiento con más rapidez y menor dolor para el paciente.

+ preciso

Su cabezal móvil adaptable realiza punciones siempre perpendiculares a la piel.



Gracias a su diseño ergonómico y ligero, proporciona al profesional **mayor confort** de uso por lo que puede ser utilizado durante más espacio de tiempo proporcionando **mayor rentabilidad** en la consulta.



La ingeniería alemana y su cuidado proceso de fabricación, aporta al equipo **fiabilidad, durabilidad y mayor garantía tecnológica**.

La **certificación CE 0123** garantiza como equipo médico, **seguridad total** en su uso.


neopenMED®

900

Perforaciones por segundo



Punciones limpias y pequeñas realizadas con neopenMED®.



Punciones grandes, desiguales y desgarrantes hechas con otro sistema.