

ADN sódico altamente polimerizado. Protege las células de estrés oxidativo (radicales libres) y proporciona un efecto antienvjecimiento

El ADN es un polinucleótido, el componente principal de los cromosomas, con una estructura de doble hélice dextrógira. Se extrae a través de un cuidadoso proceso de purificación que mantiene intacta su constitución nativa. El ADN sódico es una sustancia no irritante y es un potente hidratante superficial. El ADN tiene una acción trófica sobre la piel y provoca cambios en las células de la capa basal de la epidermis.

Contenido

- 5 viales de 2,5ml

Indicaciones

- Arrugas moderadas localizadas
- Flacidez facial
- Envejecimiento facial, piel deshidratada y opaca

Aplicación

- Sesiones:** 4
- Frecuencia:** una vez a la semana

1) TKN Mesoject

2) Aplicación manual

Mantenimiento:

- Frecuencia: 1 vial una vez al mes



Possible mix

Solución TKN	TKN Monodoses	Cantidad orientativa (ml)
ANTI-ENVEJECIMIENTO 45+	Polivitamin BCAE	2.5
	Lumicen Gel	2.5
	Hyaluron 2	2
	Cudenox	1
	Silicor	2
ANTI-ENVEJECIMIENTO < 45	Lumicen Gel	2.5
	Hyaluron 2	1
	DM-Silk	2.5
	Pirastinol	2
	Silicor	2
MANOS	Glutamax C	2.5
	Hyaluron 2	2.5
	Lumicen Gel	2

ADN sódico. Aumenta la síntesis de ácido hialurónico endógeno

El ADN es un polinucleótido, el componente principal de los cromosomas, con una estructura de doble hélice dextrógiro. De origen **animal (salmón)**, la esencia se extrae a través de un cuidadoso proceso de purificación que mantiene intacta su constitución nativa. El ADN sódico es una sustancia no irritante y es un potente hidratante y antioxidante superficial. El ADN tiene una acción trófica sobre la piel y provoca cambios en las células de la capa basal de la epidermis.

Combate la degradación del colágeno causada por el sol, el tabaco y el estrés oxidativo, mejorando la estructura de la piel.

Contenidos

- 20 ampollas de 2 ml

Indicaciones

- Flacidez
- Anti-envejecimiento - arrugas finas localizadas
- Piel seca, opaca

Aplicaciones

- **Sesiones: 4**
- **Frecuencia: una vez a la semana.**

Mantenimiento

- **Frecuencia: 1 ampolla una vez al mes.**



1) TKN Mesoject

2) Aplicación Manual

Combinaciones posibles

Solución TKN	TKN Monodosis	Cantidad (ml)
ANTI-ENVEJECIMIENTO 45+	Polivitamin BCEA	2.5
	Lumicen Gel	2.5
	Hyaluron 2	2
	Cudenox	1
	Silicor	2
ANTI-ENVEJECIMIENTO <45	Lumicen Gel	2.5
	Hyaluron 2	1
	DM-Silk	2.5
	Pirastinol	2
	Silicor	2